

## ザヘルス ロートネラトンカテーテル C型

ガンマ線滅菌済

新タイプ追加



■管理医療機器 ■材質: 天然ゴム製 ■保険償還区分: 請求不可  
 ■一般的名称: ネラトンカテーテル・腸管用チューブ・気管支吸引用カテーテル  
 ■JMDNコード: 10734000・35415020・31249000 ■再使用禁止

### 特 徴

- 天然ゴム製の「導尿用カテーテル」です。
- 穴形状は先穴1・側孔2です。「腸洗浄用」や「気管支吸引用」としてもご使用できます。
- 接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクタ等と接続しやすい構造です。
- ガンマ線滅菌済みです。開封後、直ちにご使用できます。

### サ イ ズ

- タイプ: C型
- 形状: 先穴1、側孔2

製品番号	呼 称	外径 × 全長	包装単位	標準小売価格
H-ARC308N	8 Fr	2.7 mm × 330 mm	1本/袋 5袋/箱	4,100円/箱
H-ARC310N	10 Fr	3.3 mm × 330 mm		
H-ARC312N	12 Fr	4.0 mm × 330 mm		
H-ARC314N	14 Fr	4.7 mm × 330 mm		
H-ARC316N	16 Fr	5.3 mm × 330 mm		
H-ARC318N	18 Fr	6.0 mm × 330 mm		
H-ARC320N	20 Fr	6.7 mm × 330 mm		
H-ARC322N	22 Fr	7.3 mm × 330 mm		
H-ARC324N	24 Fr	8.0 mm × 330 mm		
H-ARC326N	26 Fr	8.7 mm × 330 mm		

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

### 使用上の注意

- この製品は天然ゴムを使用しております。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を施して下さい。
- 万一包装が破れていた場合は、使用しないでください。
- 万一この製品にキズ、異物、劣化などがあつた場合は無理に使用せず、弊社までお問合せください。
- 直射日光、高温多湿、水ぬれを避けて冷暗所に保管して下さい。

取扱店

製造販売業者 **株式会社イズモヘルス**

長野県安曇野市明科七貴 6057 番地 (〒399-7104)

TEL 0263-62-2392 FAX 0263-62-4548

<http://www.izumo-health-t.com/>