

H・S・M シリコンチューブ

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
 一般医療器 輸液用延長チューブ JMDN:12170001

届出番号 20B1X00001000007

未滅菌品



規格(mm)	4 × 6	8 × 12	15 × 19
1 × 2	4 × 7	8 × 13	15 × 20
1 × 3	4 × 7.8	8 × 14	15 × 21
1.5 × 2.5	4 × 8	8 × 16	15 × 23
1.5 × 3	4 × 10	8 × 25	15 × 25
1.5 × 3.5	4.4 × 6.5	9 × 12	15 × 33
1.5 × 4	4.6 × 7.2	9 × 13	16 × 22
1.5 × 4.5	5 × 7	9 × 15	18 × 24
1.6 × 3.2	5 × 8	10 × 13	18 × 26
2 × 3	5 × 9	10 × 14	18 × 28
2 × 3.5	5 × 10	10 × 15	19 × 25
2 × 4	5 × 11	10 × 16	19 × 27
2 × 5	5.5 × 9.5	10 × 18	19 × 28
2 × 6	6 × 8	10 × 20	20 × 28
2.2 × 3.5	6 × 9	11 × 15	20 × 30
2.4 × 4	6 × 10	11 × 16	20 × 32
2.5 × 3.5	6 × 12	12 × 14	20 × 33
2.5 × 4	7 × 9.5	12 × 16	22 × 28
2.7 × 5	7 × 10	12 × 17	22 × 30
3 × 5	7 × 11	12 × 18	24 × 35
3 × 6	7 × 12	12 × 20	25 × 33
3 × 7	7 × 13	12 × 21	25 × 35
3 × 8	7 × 15	12 × 24	28 × 32
3.2 × 9.5	8 × 10	14 × 20	30 × 38
3.5 × 11	8 × 11	15 × 18	38 × 48

※全長は各サイズ10mです。

■物性表

高引裂強度、食品規格準拠

USP Class VI、FDA、BfR食品衛生法準拠

製品名	H.S.M シリコンチューブ	
外観	乳白色半透明	
硬さ デュロメータA	59	
収縮率 150°C	-	
引張強さ Map	10.1	
切断時伸び %	610	
引裂強 クレセント kN/m	51	
圧縮永久ひずみ 180°C×22h %	20	

※このデータは参考値であり、規定値ではありません。

※御使用に際しては、貴社にて用途に適合するか御確認ください。

※本製品は、受注生産です。

取扱店

製造販売業者 **株式会社イズモヘルス**

■ 〒399-7104 長野県安曇野市明科七貴6057番地
 TEL 0263-62-2392 FAX 0263-62-4548

販売元 **出雲ゴム工業株式会社**

■ 〒141-0001 東京都品川区北品川5-7-13 イズモビル
 TEL 03-3441-3105 FAX 03-3445-5705