

## ザヘルス ロートネラトンカテーテル

標準型

ガンマ線滅菌済



- 管理医療機器
- 再使用禁止
- 一般の名称：ネラトンカテーテル
- 材質：天然ゴム製
- JMDNコード：10734000
- 保険償還区分：請求不可

### 特徴

- 天然ゴム製の「導尿用カテーテル」です。「腸洗浄用」や「気管支吸引用」としてもご使用できます。
- ガンマ線滅菌済みです。開封後、直ちにご使用できます。
- 接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジや各種コネクタ等と接続しやすい構造です。
- 1本包装で1箱5本入りになって、お求めやすくなりました。

### サイズ

- タイプ：標準型
- 形状：ネラトン穴（1孔）

| 製品番号      | 呼称    | 外径 × 全長         | 包装単位         | 標準小売価格   |
|-----------|-------|-----------------|--------------|----------|
| H-ARS308N | 8 Fr  | 2.7 mm × 330 mm | 1本/袋<br>5袋/箱 | 3,300円/箱 |
| H-ARS310N | 10 Fr | 3.3 mm × 330 mm |              |          |
| H-ARS312N | 12 Fr | 4.0 mm × 330 mm |              |          |
| H-ARS314N | 14 Fr | 4.7 mm × 330 mm |              |          |
| H-ARS316N | 16 Fr | 5.3 mm × 330 mm |              |          |
| H-ARS318N | 18 Fr | 6.0 mm × 330 mm |              |          |
| H-ARS320N | 20 Fr | 6.7 mm × 330 mm |              |          |
| H-ARS322N | 22 Fr | 7.3 mm × 330 mm |              |          |
| H-ARS324N | 24 Fr | 8.0 mm × 330 mm |              |          |
| H-ARS326N | 26 Fr | 8.7 mm × 330 mm |              |          |

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

### 使用上の注意

- この製品は天然ゴムを使用しております。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を施して下さい。
- この製品の使用に際しては、この製品の使用目的とし、他の目的に使用しないでください。
- 万一包装が破れていた場合は、使用しないでください。
- 万一この製品にキズ、異物、劣化などがあった場合は無理に使用せず、弊社までお問合せください。
- 直射日光、高温多湿、水ぬれを避けて冷暗所に保管して下さい。

取扱店

製造販売業者 **株式会社イズモヘルス**

■本社 長野県安曇野市明科七貴 6057 番地 (〒399-7104)  
TEL 0263-62-2392 FAX 0263-62-4548

2022.4.1 WEB **IZUMO Health**