

お客様 各位

株式会社イズモヘルス
 長野県安曇野市明科七責6057番地 〒399-7104
 TEL 0263-62-2392 FAX 0263-62-4548
 URL <http://www.izumo-health-t.com>

包装仕様変更 のご案内

拝啓

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度「サクシオンカテーテルB」につきまして、改正薬事法により色を表すカラーコードが国際標準化機構規格（以下、ISO規格という）に統一されることが平成 17 年 3 月 25 日付厚生労働省告示第 112 号に規定され、平成 19 年 9 月までに ISO 規格に適合した製品に切替える事となりましたので、下記の通り包装仕様の変更にて対応する事と致しました。

つきましては、当該変更についてご理解を賜りますとともに新旧製品が混在しご迷惑をお掛けするかと存じますが、ご了承賜り御社内における配信 並びに お取引先に対するご連絡下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 変更対象製品 「サクシオンカテーテルB」
- 変更時期 平成 19 年 9 月 5 日以降の出荷分より
- 変更内容 「新カラーコード（ラベル）の貼付」
 包装袋と化粧箱に、カテーテルの各サイズを色別で示す カラーコード（ラベル）が表示されます。

		変更前	変更後
包装袋			
化粧箱			<p>例：14Fの場合 カラーコード（ラベル）は緑色</p> 

新カラーコード（ラベル）貼付

■ 新カラーコード一覧表

公称外径 [mm]	サイズ [F]	カラーコード
2.7	8	薄青
3.3	10	黒
4.0	12	白
4.7	14	緑
5.3	16	だいたい (橙)
6.0	18	赤

※ 上表に示す色調は見本であり、実際のラベル色とは若干異なります。
カラーコード色表示は、JIS 規格、ISO 規格に基づいた記載としました。

以上

平成 18 年 3 月

医療機関各位

日本医療器材工業会

注射針等の外径を示すカラーコードの I S O 規格への統一について

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

注射針、留置針及びカテーテル等は、外径を色により識別しております。この度の改正薬事法におきまして、色を表すカラーコードが国際標準化機構規格（以下、I S O 規格という）に統一されることが平成 17 年 3 月 25 日付厚生労働省告示第 112 号により規定され、平成 19 年 4 月から同年 9 月の半年間において I S O 規格に適合した製品に切替えることとなりました。

つきましては、当該変更についてのご理解を賜りますとともに切替えの際のご協力について特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。また、当該製品を使用する際には、包装に表示されている外径（単位・数字）を必ず確認していただきますよう関係者への周知徹底について宜しくお願いいたします。

謹白

記

1. カラーコード統一の対象製品

- 注射針
- 翼付針
- 採血用針
- 血液透析用留置針
- 末しょう血管用留置針
- 気道用吸引カテーテル

なお、上記を含んだ製品（例えば、輸液セット、輸血セット及び針付注射筒など）も統一の対象となります。

2. 新しいカラーコード体系一覧

針外径		カラーコード*
mm	G	
0.3		yellow
0.33	29	red
0.36		blue-green
0.4	27	medium grey
0.45	26	brown
0.5	25	orange
0.55	24	medium purple
0.6	23	deep blue
0.7	22	black
0.8	21	deep green
0.9	20	yellow
1.1	19	cream
1.2	18	pink
1.4	17	red-violet
1.6	16	white
1.8	15	blue-grey
2.1	14	pale green
2.4		purple
2.7		pale blue
3		green-yellow
3.4		olive brown

針外径		カラーコード*
mm	G	
0.6	26	紫
0.7	24	黄色
0.8, 0.9	22	濃紺
1.0, 1.1	20	ピンク
1.2, 1.3	18	深緑
1.4, 1.5	17	白
1.6, 1.7, 1.8	16	灰色
1.9, 2.0, 2.1, 2.2	14	オレンジ
2.3, 2.4, 2.5	13	赤
2.6, 2.7, 2.8	12	水色
3.3, 3.4	10	薄茶色

カテーテル外径		カラーコード*
mm	Fr.	
1.67	5	灰色
2.0	6	薄緑色
2.5	7.5	桃色
2.67	8	薄青
3.0	9	青緑
3.33	10	黒
4.0	12	白
4.67	14	緑
5.0	15	茶
5.33	16	だいたい(橙)色
6.0	18	赤
6.67	20	黄色

※ 当案内の色調は見本です。実際の製品の色と若干異なる場合がございますのでご了承願います。また、カラーコードの色表記は JIS 規格又は ISO 規格に基づいた記載としております。

3. 移行期間について

