

平成 23 年 7 月吉日

お得意様各位

株式会社イズモヘルス
長野県安曇野市明科七貴 6057 番地

酸素カテーテル 製造中止について

拝啓

盛夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、弊社「酸素カテーテル」(医療機器承認番号 15500BZZ00199000) に付きまして諸般の事情により、誠に勝手ながら**平成 23 年 9 月 30 日弊社ご注文受け分**を持ちまして製造を中止させて頂く事となりました。

今までご使用頂いておりましたお客様につきましては、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解頂けます様お願い申し上げます。


尚、吸引用途でご使用頂いておりましたお客様につきましては、代替品として弊社「ザヘルス サクションカテーテル 多孔型」(医療機器認証番号 15700BZZ00905000) をご検討いただきたく、お願い申し上げます。当製品と「酸素カテーテル」の相違点につきましては、次ページを参照ください。

本件に関するお問い合わせ、サンプル品のご用命につきましては、下記問い合わせ先までお願いいたします。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜ります様、合わせてお願い申し上げます。

敬具

本件に関するお問い合わせ先
株式会社イズモヘルス 東京支店
東京都品川区北品川 5-7-9-106
TEL03-3441-3108 FAX03-3441-3109

製品名	酸素カテーテル	ザヘルス サクションカテーテル 多孔型
一般的名称	経鼻用酸素供給カニューレ	気管支吸引用カテーテル
定義	鼻咽頭に酸素を補給するために鼻孔に挿入する柔軟なチューブをいう。	咽頭、気管、気管支から液体又は半固形物を吸引するために使用する柔軟性のあるチューブをいう。
使用目的	本品は酸素補給を目的とする。	本品は、経鼻または経口的に口腔、咽頭、喉頭、気道に挿入して唾液、喀痰、半固形物（食物残渣等）の除去を行うためのカテーテルである。
サイズ	8Fr、10Fr、12Fr 14Fr、16Fr、18Fr ※	8F、10F、12F 14F、16F、18F ※
先端形状		
全長	407mm	520mm
深度目盛	無し	有り

※Fr と F は同じ単位です。

●全体図

酸素カテーテル



ザヘルス サクションカテーテル 多孔型

