

2023年5月吉日

お客様 各位

株式会社イズモヘルス

〒399-7104 長野県安曇野市明科七貴 6057 番地

TEL0263-62-2392 FAX0263-62-4548



ザヘルス製品 印字表示変更のご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、印字表示変更を実施して5ヶ月が経過致しました。期間中「mm表示だけでは分かりにくく使用時に困惑する」「EG、Fr.表記に戻してほしい」等、沢山のお客様からご意見を頂きました。これらのご意見、ご要望を受け、弊社の対応と致しまして、「(mm表示)・(EG、Fr、No表示)・(XXXX表示)」に順次変更致します。新印字に切り替わるまでの「EG、Fr.サイズ確認方法」として「カテーテルサイズ換算表」をご覧ください。

新印字に完全に切り替わるまで、下記の3通りの表示製品が混在しご迷惑をお掛けするかと存じますが、ご了承賜り御社内における配信並びにお取引先にご連絡下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 変更内容

6月以降順次、サイズ表示が「○○mm (○○EG) ××××」となります。

製品名	変更前	2022年12月変更後	2023年5月変更後
ネラトン 標準・A・B・C型	"THE HEALTH" XXXX ○○mm (○○EG) 	○○mm XXXX 	○○mm (○○EG) XXXX
ロートネラトン チーマン	"THE HEALTH" XXXX ○○MM (○○FR) 	○○mm XXXX 	○○mm (○○Fr) XXXX
腸	"THE HEALTH" XXXX ○○mm (No. ○○) 	○○mm XXXX 	○○mm (No. ○○) XXXX
胃	"THE HEALTH" XXXX ○○mm 	○○mm XXXX 	○○mm XXXX

※一部変更のないものがございます。※XXXXはシャフト番号です。

以上

カテーテルサイズ換算表

EG:English Gauge イングリッシュサイズ

Fr:French Gauge フレンチサイズ

EG	外径(mm)	Fr
-	0.3	1
00	0.5	-
-	0.7	2
0	1.0	3
-	1.3	4
1	1.5	-
-	1.7	5
2	2.0	6
-	2.3	7
3	2.5	-
-	2.7	8
4	3.0	9
-	3.3	10
5	3.5	-
-	3.7	11
6	4.0	12
-	4.3	13
7	4.5	-
-	4.7	14
8	5.0	15
-	5.3	16
9	5.5	-
-	5.7	17
10	6.0	18
-	6.3	19
11	6.5	-
-	6.7	20

EG	外径(mm)	Fr
12	7.0	21
-	7.3	22
13	7.5	-
-	7.7	23
14	8.0	24
-	8.3	25
15	8.5	-
-	8.7	26
16	9.0	27
-	9.3	28
17	9.5	-
-	9.7	29
18	10.0	30
-	10.3	31
19	10.5	-
-	10.7	32
20	11.0	33
-	11.3	34
21	11.5	-
-	11.7	35
22	12.0	36
-	12.3	37
23	12.5	-
-	12.7	38
24	13.0	39
-	13.3	40
25	13.5	-

EG	外径(mm)	Fr
-	13.7	41
26	14.0	42
-	14.3	43
27	14.5	-
-	14.7	44
28	15.0	45
-	15.3	46
29	15.5	-
-	15.7	47
30	16.0	48
-	16.3	49
31	16.5	-
-	16.7	50
32	17.0	51
-	17.3	52
33	17.5	-
-	17.7	53
34	18.0	54
-	18.3	55
35	18.5	-
-	18.7	56
36	19.0	57
-	19.3	58
37	19.5	-
-	19.7	59
38	20.0	60

※ 上記換算表は一般的なものですので、弊社製品では若干の違いがある場合がございます。